



röger

Röger™ para ambientes
sonoros complicados
en el trabajo

A Sonova brand

PHONAK
life is on

¿Por qué necesita Roger?

La tecnología actual de audífonos realiza un excelente trabajo al mejorar la comprensión verbal. No obstante, el 31 % de los usuarios de audífonos comunica que todavía experimenta dificultades al oír en situaciones ruidosas.¹

La tecnología Roger está diseñada para aumentar el rendimiento de los audífonos y los implantes cocleares, sin importar el ruido ambiente o la distancia con la persona que habla, ya que recoge la voz y la transmite de manera inalámbrica al oyente.

Adaptable al sonido

Si el nivel de ruido aumenta, Roger se adapta de manera acorde y mantiene la voz de la persona que habla por encima del ruido ambiente.

Comprensión verbal mejorada en conversaciones en grupo en ruido²

La tecnología MultiBeam le permite experimentar una excepcional comprensión verbal en las conversaciones en grupo con ruido.

Acceso a varios oradores

La red MultiTransmisor permite utilizar varios micrófonos Roger juntos, lo cual le permite acceder a varios oradores en cualquier situación.



Roger y su bienestar

Cada vez son más las pruebas que indican que tratar la pérdida auditiva puede suponer un impacto positivo en el bienestar socio-emocional, cognitivo y físico³.

La tecnología Roger le da acceso a la palabra en ruido y a distancia para permitirle participar activamente y socializar en más actividades y reuniones, de forma que pueda centrarse en el trabajo sin preocuparse por la audición.

¹ Abrams, H. B., & Kihm, J. (2015). An introduction to MarkeTrak IX: A New Baseline for the Hearing Aid Market. *Hearing Review*, 22(6), 16.

² Thibodeau, L. (2020). Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphone in Group Settings. *American Journal of Audiology*, Jun; 31(6): 404-411.


³ Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S.E., Meis, M., Singh, G., Timmer, B., Gagné, J.-P., Goy, H., Hickson, L., Holube, I., Launer, S., Lemke, U., Naylor, G., Picou, E., Scherpiet, S., Weinstein, B., & Pelosi, A. (2020). Oír bien es sentirse bien: Una declaración de posicionamiento de Phonak. *Hearing Review*, 27, 18-22.

La versatilidad de Roger




Reuniones pequeñas

Coloque un micrófono en la mesa para oír las aportaciones de su jefe y de todos sus compañeros.



Reuniones grandes

Varios micrófonos Roger harán un trabajo excelente en las reuniones grandes al captar todas las voces.




Reuniones con ponentes

Utilice un micrófono Roger con opción de colocación para el ponente, junto con micrófonos en la mesa para escuchar a todos los participantes.




Talleres

En reuniones de pie y talleres, donde la gente se mueve por la sala, utilice el modo entrevista para centrarse en la persona que habla.



Entre dos personas

Cuando se encuentre en un entorno con ruido o con mucha gente, pídale a su compañero que se cuelgue un micrófono Roger alrededor del cuello o que lo enganche en el cuello de su camisa.



Conferencias telefónicas

Con la tecnología Roger, puede conectarse al portátil, la tablet o el smartphone para participar y comunicarse en reuniones y conferencias telefónicas profesionales.

La solución adecuada para usted

Phonak ha diseñado una gama de micrófonos Roger para que pueda encontrar la solución que se adapte a sus necesidades en el trabajo.



Roger On™

Experimente el mejor rendimiento auditivo con nuestro último micrófono. Su capacidad para distinguir la dirección del habla recibida y el Modo entrevista 2.0 aportan a los usuarios la flexibilidad de centrarse en las conversaciones que importan de verdad. Lo puede llevar el ponente, o bien, puede colocarse sobre una mesa o en la mano. Los ajustes personales se manejan fácilmente con la aplicación myRogerMic.



Roger Table Mic II

Está diseñado para reuniones; para cubrir reuniones grandes se pueden conectar varios micrófonos en una red MultiTransmisor. Selecciona a la persona que está hablando y cambia automáticamente entre los participantes de la reunión.



Roger Select™

Puede llevarlo el ponente o colocarse sobre una mesa. Cuando tienen lugar varias conversaciones, el oyente puede seleccionar manualmente a la persona que desea escuchar.



Opciones del receptor

En los audífonos con RogerDirect™, el receptor puede instalarse directamente. No necesita añadir un receptor con auricular externo. Para otros audífonos e implantes, existen varios tipos de receptores disponibles.



Audífono con RogerDirect

Roger NeckLoop

Diseño integrado

Cómo obtener Roger

Los sistemas Roger pueden reembolsarse para el trabajo. Si cumple con los criterios, su audioprotesista puede ayudarle a solicitar dicho reembolso.

life is on

En Phonak, creemos que oír bien es igual que sentirse bien y que es esencial para vivir la vida al máximo. Durante más de 70 años, hemos permanecido apasionados por crear un mundo mejor para todos, "life is on". Nuestras innovadoras soluciones auditivas están diseñadas para personas de todas las edades y todos los grados de pérdida auditiva, para conectarse socialmente, prosperar mentalmente y emocionalmente.

www.phonak.es/roger



028-1822-06/V3.00/2020-11/NLIG © 2020 Sonova AG. All rights reserved.

